



GUIA DE PRODUTOS



A **PecLab** Ltda. foi fundada em 1999 e tem como objetivo produzir implantes dentários, componentes protéticos, miniparafusos para reabilitação óssea, mini-implantes para correção ortodôntica e kits cirúrgicos e protéticos. Por meio de tecnologia de ponta e constantes inovações, a PecLab busca o contínuo aperfeiçoamento de seus produtos. O padrão internacional de qualidade PecLab supera as expectativas de nossos clientes. Promover o mais eficiente produto e assegurar procedimentos cirúrgicos confiáveis e resultados protéticos previsíveis é o compromisso primordial da PecLab. Neste contexto, atuamos sempre em conformidade com as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, obedecendo aos preceitos das Boas Práticas de Fabricação e Controle de seus produtos (Certificação BPF - ANVISA).

Os produtos PecLab são atestados através de rigorosos ensaios mecânicos conforme Normas Internacionais ISO e ASTM, sendo continuamente avaliados e aprovados em estudos e testes clínicos. A fabricação de nossos produtos é realizada em tornos automáticos de ponta tipo CNC, onde softwares computadorizados controlam o processo de usinagem e conferem precisão dimensional com tolerâncias referenciadas em padrões internacionais.

Para o desenvolvimento e certificação de novos produtos, a PecLab atua continuamente em parceria com universidades, instituições e clínicas especializadas e apoia sempre trabalhos de pesquisa relacionados à Implantodontia e Ortodontia.

Entre em contato conosco pelo site www.peclab.com.br ou pelo e-mail faleconosco@peclab.com.br.



Os implantes PecLab aliam versatilidade e previsibilidade, com vasta gama de soluções protéticas e custo/benefício altamente favorável.

Os implantes, com exceção dos implantes provisórios IPI e dos mini-implantes ortodônticos, possuem superfície tratada pelo processo **SLA** com duplo ataque ácido, que acelera e aumenta a osseointegração. São fabricados com titânio comercialmente puro segundo a norma ASTM F67 grau 4, com exceção dos mini-implantes ortodônticos, que são fabricados com liga de titânio grau 5 (ASTM F136).

LINHA IMPLANTES HEXÁGONO EXTERNO

A versatilidade dos implantes de hexágono externo PecLab, aliados à alta precisão, além da facilidade de implantação e estabilidade primária, em procedimentos de um e dois estágios, em restauração de um único dente ou soluções múltiplas, asseguram o sucesso cirúrgico.

Implante Standard STD

- Implante corpo cilíndrico;
- Alta resistência mecânica aos torques de inserção;
- Espiras com alto poder de corte;
- Indicado para restaurações unitárias e múltiplas em osso tipo I, II, III e IV;
- Instalação através de montador.
- Vem acompanhado do Tapa Implante.

Diâmetro	3,30	3,75	4,0	5,0	
Comprimento	—	8	8	8	
	10	10	10	10	
	12	12	12	12	
	14	14	14	14	
	16	16	16	16	

Modelos de Implantes Inserção Direta com Torque Interno (Implantes ID, ID MAXI e ID RP)

- Interface hexágono externo com encaixe interno triangular que confere maior resistência ao torque de inserção, preservando a integridade do hexágono e garantindo uma perfeita adaptação protética.
- Instalação direta (torque interno) através de chave ID com pinça que permite a captura diretamente da embalagem e aumenta a segurança no manuseio e instalação do implante.
- Alta resistência mecânica aos torques de inserção.
- Espiras com alto poder de corte.

Implante ID

- Implante corpo cilíndrico de uso geral;
- Indicado para restaurações unitárias e múltiplas em osso tipo I, II, III e IV;
- O implante ID possui o comprimento 6,0 mm (ID Curto) nos diâmetros 4,0 mm e 5,0 mm.
- Vem acompanhado do Tapa Implante.

Diâmetro	3,75	4,0	5,0		
Comprimento	—	6	6		
	8	8	8		
	10	10	10		
	12	12	12		
	14	14	14		
	16	16	16		

Implante ID MAXI

- Implante corpo cilíndrico com extremidade apical mais aguda;
- Alto poder de compactação;
- Indicado para restaurações unitárias e múltiplas em osso tipo III e IV e osso da maxila quando se requer compactação óssea visando maior estabilidade primária;
- Instrumentação simplificada no preparo do nealvéolo. O implante ID MAXI Ø 3,75 mm pode ser introduzido após perfuração com a broca Ø 2,0 mm e o implante Ø 4,0 mm com a broca Ø 2,5 mm.
- Vem acompanhado do Tapa Implante.

Diâmetro	3,75	4,0	
Comprimento	8	8	
	10	10	
	12	12	
	14	14	
	16	16	

Implante ID RP

- Implante corpo cilíndrico;
- Possui diâmetro de rosca 3,3 mm com plataforma expandida Ø 4,1 mm (plataforma regular);
- Indicado para restaurações unitárias e múltiplas em osso tipo I, II, III e IV em situações com espessura óssea onde normalmente se utiliza o diâmetro estreito 3,3 mm mas existe espaço protético suficiente para se utilizar a plataforma regular Ø 4,1 mm.
- Vem acompanhado do Tapa Implante.

Diâmetro	3,30	
Comprimento	8	
	10	
	12	
	14	
	16	

Implante Wedge

- Exclusivo implante PecLab em formato cuneiforme ;
- Interface hexágono externo;
- Expansor ósseo (em muitos casos dispensa enxerto ósseo);
- Indicado para restaurações unitárias e múltiplas em osso tipo I, II, III e IV em situações especiais de pacientes com perdas dentárias há longo tempo e que resultaram em maxilares atróficos (espessura óssea inferior a 3,0 mm). O implante também tem seu uso indicado em situações de espaço exíguo entre raízes e na transposição do nervo alveolar inferior;
- Os procedimentos protéticos seguem os dos implantes de hexágono externo, utilizando-se os mesmos componentes protéticos. Apenas o comprimento da rosca do parafuso protético e dos componentes que possuem rosca é 2,0 mm mais curto que os correspondentes dos implantes HE convencionais. Assim, a solicitação destes componentes deverá ser indicada que é para Implante Wedge.
- Vem acompanhado do Tapa Implante.

Plataforma	3,4	4,1	  Vista frontal Vista em perspectiva
Comprimento	10	10	
	12	12	
	14	14	

LINHA IMPLANTES CONEXÃO INTERNA

Os implantes PecLab de conexão interna, tanto o Implante Cônico HI (Hexágono Interno) como o Implante Cônico CMi (Cone Morse), reúnem as vantagens da conicidade apical e restante do corpo cilíndrico, aliados às espiras altamente cortantes. Isto permite a utilização do implante em qualquer tipo de osso, em procedimentos de um ou dois estágios. A plataforma switch e a instalação do implante abaixo da crista óssea resultam em maior preservação do rebordo ósseo alveolar.

O implante Cônico CMi incorpora o *design* com a cervical cilíndrica *tapered* que permite a compressão gradual do osso durante a instalação do implante, com preparo simplificado do alvéolo, resultando em maior estabilidade primária. Os implantes Cônico CMi e CMi Alveolar incorporam também o conceito de cone invertido na região coronal do implante que proporciona maior volume ósseo no rebordo alveolar com benefícios para preservação tanto do rebordo quanto dos tecidos moles marginais.

Implante Cônico HI

- Implante corpo apical cônico e cervical cilíndrica;
- Conexão hexágono interno com alta resistência mecânica;
- Espiras com alto poder de corte;
- Indicado para restaurações unitárias e múltiplas, e em cirurgia com prótese em carga imediata. Pode ser usado em ossos cortical e medular;
- Preparo simplificado do alvéolo com broca cônica/cilíndrica. Se necessário, utilizar broca countersink para alívio de inserção em osso cortical de alta densidade;
- Instalação com Chave HI permitindo a captura diretamente da embalagem;
- Instalação no nível ósseo ou infra-ósseo até 1,0 mm abaixo da crista óssea (maior preservação ósseoalveolar);
- Interface protética única para todos os diâmetros do implante (plataforma switch).
- Vem acompanhado do Tapa Implante.

Diâmetro	Comprimento	
3,8	10	
	11,5	
	13	
	15	
4,3	10	
	11,5	
	13	
	15	
5,0	10	
	11,5	
	13	
	15	

Implante Cônico CMi

- Corpo apical cônico com cervical cilíndrica *tapered* e coronal em forma de cone invertido;
- Espiras com alto poder de corte;
- Indicado para restaurações unitárias e múltiplas em ossos tipo I, II, III e IV;
- Preparo simplificado do alvéolo com broca cônica/cilíndrica. Se necessário, utilizar broca piloto com função countersink, para alívio de inserção em osso cortical de alta densidade;
- Instalação com Chave CM permitindo a captura diretamente da embalagem;
- Instalação infra-óssea até 3,0 mm abaixo da crista óssea;
- Interface protética impermeável e a mesma para todos os diâmetros do implante (plataforma switch);
- Indexação hexagonal com Conexão Cone Morse de 11,5°.

Diâmetro	3,5	4,3	5,0	
Comprimento	8,5	8,5	8,5	
	10	10	10	
	11,5	11,5	11,5	
	13	13	13	
	15	15	15	

Implante Cilíndrico CM

- Corpo cilíndrico de uso geral e em cirurgia guiada;
- Conexão cone morse com alta resistência mecânica;
- Espiras com alto poder de corte;
- Indicado para restaurações unitárias e múltiplas em osso tipo I e II e em cirurgia guiada (3.5, 3.75 e 4.0mm);
- Instalação com chave CM permitindo a captura diretamente da embalagem;
- Instalação infra óssea até 3.0mm abaixo da crista óssea;
- Interface protética impermeável e a mesma para todos os diâmetros do implante (plataforma switch);
- Indexação hexagonal com conexão cone morse de 11.5°.

Diâmetro	3,5	3,75	4,0	5,0	
Comprimento	7	7	7	7	
	8	8	8	8	
	10	10	10	10	
	12	12	12	12	
	14	14	14	14	

LINHA IMPLANTES PROVISÓRIOS IMEDIATOS

- Implante corpo cônico autoatarrachante que confere alta estabilidade primária;
- Indicado para reabilitação temporária do paciente através da retenção da prótese durante o tempo de osseointegração dos implantes definitivos;
- IPI O'ring para prótese total e IPI Cimentado para prótese parcial, com retenção da prótese através da cápsula o'ring (IPI O'ring) e cápsula cimentada (IPI Cimentado);
- Permite ajuste de inclinação em até 20°, após o torque final de inserção, com a Chave de Angulação;
- Cápsula tipo ucla calcinável disponível para o implante IPI Cimentado.


Modelo		
	Implante Provisório Imediato IPI O'ring	Implante Provisório Imediato IPI Cimentado
Comprimento	 Cápsula O'ring Titânio	 Cápsula Cimentada Titânio e Calcinável
	10	10
	12	12
	14	14

LINHA MINI-IMPLANTES ORTODÔNTICOS

A PecLab desenvolveu uma linha de mini-implantes ortodônticos com corpo autoperfurante *tapered* que dispensa na maioria dos casos o uso de broca para sua inserção. A critério do profissional pode-se usar a broca especial Ø 1,1 mm, disponível no kit, para marcação e início de introdução. Sua instalação é bastante simples e versátil e pode ser feita manualmente com Chave de Mão ou Contra-Ângulo que encaixa na Peça de Mão ou, opcionalmente, com motor/contrângulo.

- Corpo autoperfurante *tapered*;
- Perfil baixo da cabeça com pequenas dimensões, além de facilitar o manuseio e propiciar uma inserção segura, promove também maior conforto para o paciente;
- Modelos com cabeça convencional e tipo bráquete permitem a utilização de diferentes acessórios e fios retangulares até 0,021 x 0,025";
- Produzidos com titânio ASTM F136 (grau 5);
- O modelo Ancodent HS possui micro roscas compactantes que promovem alta estabilidade primária e é mais indicado em maxila, em regiões anterior, posterior e palato;
- O modelo Ancodent S, com rosca simples, é mais indicado para osso mandibular cortical tipos I e II.
- O modelo Ancodent HS Marpe foi desenvolvido para expansão da maxila assistida por mini-implantes.

Saiba mais no Catálogo de Mini-implantes
Ortodônticos ou no site PecLab


Modelo de Cabeça	Ø cervical	Comp. Rosca (mm)	Alt. Transm. (mm)	Modelo
Button	1,6	5	1	HS 
	1,6	6	1	
	1,6	7	2	
	1,8	5	1	
	1,8	6	2	
Bracket	1,8	6	1	Button Bracket 
	1,8	6	2	
	1,8	7	2	
Button	1,6	6	1	S 
	1,6	6	2	
	1,8	6	1	
	1,8	6	2	
	1,8	7	2	
Bracket	1,6	6	1	Button Bracket 
	1,6	6	2	
Encaixe Interno Quadrado	1,8	5	4	HS 
	1,8	7	4	
				Marpe

MINIPARAFUSOS DE ENXERTO ÓSSEO

- Miniparafusos para fixação de blocos de enxerto e membrana, com perfil baixo da cabeça, para otimização do alojamento;
- Espiras altamente cortantes.
- Encaixe quadrado 0,9 mm para pega e inserção direta com Chave de Mão, Chave Contra-Ângulo ou Chave Bidigital.

Diâmetro	1,5	
Comprimento	3	
	5,5	
	7	
	9	
	11	

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA DE PRODUTOS



Para mais detalhes e informações técnicas da nossa linha de produtos, acesse www.peclab.com.br.

Soluções Protéticas

Cicatrizadores

	Cicatrizador Reto HE	Diâmetros (mm)	Alturas (mm)	
		2*	3.4	
		3	4.1	
		4	5.0	
		5		
		6		
		* Somente 3.4		
	Cicatrizador Emergente HE	Diâmetros (mm)	Perfil	Alturas (mm)
		3.4	Ø4,0 e Ø5,0	2*
		4.1	Ø5,0 e Ø6,0	3
		5.0	Ø6,0	4
				5
				6
				* Somente 3.4
	Cicatrizador Emergente HI	Plataforma	Switch	Alturas (mm)
				2
				3
				4
				5
	Cicatrizador CM (Plat.Switch)	Diâmetros (mm)	Alturas (mm)	
		3.3	0.8	
		4.5	1.5	
			2.5	
			3.5	
			4.5	
			5.5	
			6.5	

Prótese Parafusada

Análogos	Transfer	Uclas	Prótese Provisória	Parafuso Protético
 HE Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0	 Moldura Aberta  Moldura Fechada HE Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0	 Cr Co HE AR/R Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0  Plástica HE AR/R Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0  Cr Co HE AR/R Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0  Titânio HE AR/R Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0	 Titânio HI (Plat. Switch)	 Quadrado HE 2.0mm  Hexagonal HE 2.0mm  Quadrado HE 2.0mm Wedge  Hexagonal HI 1,6mm

Todos os Parafusos Protéticos HE têm o mesmo diâmetro de 2mm.

Todos os Parafusos Protéticos HE têm o mesmo diâmetro de 2mm.

Prótese Unitária Parafusada

Pilar HI (Plat. Switch)		Pilar CM (Plat. Switch)		Análogo Pilar		Transfer Pilar		Cilindro de Proteção do Pilar		Cilindros Pilar		Parafuso Pilar Hexagonal 2.0 mm	
 Cintas (mm) 1 2 3		 Cintas (mm) 0.8 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5				  Moldeira Aberta Moldeira Fechada				 Cr Co  Plástico  Titânio Prótese Provisória			

Overdventure

Cápsula O'ring		Mini Cápsula O'ring	
			
Acompanha Anel Espaçador		Acompanha Anel Espaçador	

Munhão Bola CM (Plat. Switch)	
	Cintas (mm) 1.5 2.5 3.5 4.5

Munhão Bola HI	
	Plataforma Switch Cintas (mm) 1 2 3 4

Munhão Bola HE	
	Diâmetros (mm) Cintas (mm) 3.4 4.1 5.0 1 2 3 4 5

Prótese Cimentada

Análogos		Transfer		Munhão Reto HE (AR)		Munhão Angulado HE (AR)		Parafuso Protético									
	HE		Moldura Aberta		Moldura Fechada		Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0 Cintas (mm) 1 2 3 4 5 * 6 *		Diâmetros (mm) 3.4 4.1/5.0 Angulação Cintas (mm) 15° 2 3 4		Quadrado HE 2.0mm		Hexagonal HE 2.0mm		Hexagonal HI 1.6mm		Quadrado HE 2.0mm Wedge
Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0		Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0		Diâmetros (mm) 3.4 4.1 5.0		* Somente 4.1											
HI (Plataforma Switch)		Moldura Aberta HI (Plat. Switch)		Moldura Fechada			Plataforma Cintas (mm) Switch 1 2 3 4		Paltaforma Angulação Cintas (mm) Switch 15° 2 3 4								

Prótese Múltipla Parafusada

	Mini Pilar MU HE Diâmetros (mm) Cintas (mm) 3.4 1 4.1 2 3 3 4 4 5 5
	Mini Pilar MU Angulado HE Diâmetros (mm) Angulação Cintas (mm) 3.4 17° 2 4.1/5.0 3 4 4
	Análogo Mini Pilar HE / HI / CM
	Transfer Moldeira Aberta Mini Pilar HE / HI / CM
	Cilindro de Proteção Mini Pilar HE / HI / CM
	Cilindro Mini Pilar Cr Co Plástico Titânio (Prótese Provisória)
	Parafuso Mini Pilar Hexagonal 1.4mm

	Mini Pilar MU HI Plataforma Switch Cintas (mm) 1 2 3 4
	Mini Pilar MU Angulado HI Plataforma Angulação Switch Cintas (mm) 17° 2 3 4
	Mini Pilar MU CM Cintas (mm) 0.8 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
	Mini Pilar MU Angulado CM Angulação Cintas (mm) 17° 1.5 30° 2.5 3.5
	Torque 10Ncm: Parafuso Mini Pilar Hexagonal 1.4 mm Parafuso Pilar Hexagonal 2.0 mm Transfer Moldeira Aberta Mini Pilar Transfer Moldeira Aberta / Fechada Pilar Transfer Moldeira Aberta / Fechada HE Cicatrizador HE / HI / CM
	Torque 15Ncm: Mini Pilar MU Angulado CM Munhão Angulado CM
	Torque 20Ncm: Mini Pilar MU HE Mini Pilar MU HI Mini Pilar MU Angulado HE Mini Pilar MU Angulado HI Parafuso Hexagonal HE 2.0 mm Parafuso Hexagonal HI 1.6 mm Munhão Bola HE / HI Pilar HI
	Torque 32Ncm: Parafuso Quadrado HE 2.0 mm Mini Pilar MU CM Munhão Reto CM Munhão Bola CM Pilar CM

Os componentes protéticos para implantes Wedge que possuem rosca são 2,0mm mais curtos que os correspondentes para implantes HE convencionais. Assim, a solicitação destes componentes deverá ser indicada que é para Implante Wedge

Kits completos, com a tecnologia e qualidade que você precisa.

• **Kits cirúrgicos**

- Kit para Implantes Hexágono Externo
- Kit para Implantes Hexágono Interno e Cone Morse
- Kit Implante Wedge
- Kit Implante Provisório Imediato IPI
- Kit Enxerto Ósseo
- Kit Mini-Implante Ortodôntico

• **Kit Protético**

• **Kit Seleção Protética CM**

• **Kit Gabarito Marcação da Loja Cirúrgica**

Os instrumentos podem ser comercializados em Kits ou separadamente.

Kit Cirúrgico Implantes Hexágono Externo (STD, ID, ID MAXI e ID RP)

Instrumental	
Chave Adaptadora Contra-Ângulo	Chave Bidigital Média Hexagonal 0.9mm
Broca Countersink	Chave Bidigital Média Hexagonal 1.2mm
Broca Lança 2.0mm	Chave ID Catraca Curta
Broca Helicoidal 2.0mm	Chave ID Catraca Longa
Broca Helicoidal 2.5mm	Chave ID Contra-Ângulo Longa
Broca Helicoidal 2.8mm	Chave Montador Longo HE 3.30mm
Broca Helicoidal 3.0mm	Chave Montador Curto HE 3.75 4.0 5.0mm
Broca Helicoidal 3.15mm	Chave Montador Longo HE 3.75 4.0 5.0mm
Broca Helicoidal 3.3mm	Pinça de Pega do Implante
Broca Helicoidal 3.8mm	Pino de Paralelismo
Broca Helicoidal 4.3mm	Chave Prolongador de Broca
Broca Piloto	Sonda de Profundidade
Chave Aberta	Chave Torquímetro Progressivo
Chave Adaptadora Hand Piece	Estojo Cirúrgico Compacto



Kit Cirúrgico Implantes Conexão Interna (CMi e HI)

Instrumental	
Chave Adaptadora Contra-Ângulo	Chave Cone Morse Contra-Ângulo
Broca Cônica 3.5mm	Chave Cone Morse Catraca Longa
Broca Cônica 3.8mm	Chave Cone Morse Catraca Curta
Broca Cônica 4.3mm	Pino de Paralelismo
Broca Cônica 5.0mm	Medidor de Altura CM
Broca Countersink	Chave HI Contra-Ângulo
Broca Lança 2.0mm	Chave HI Catraca Curta
Broca Helicoidal 2.0mm	Chave HI Catraca Longa
Broca Piloto CM 3.5mm	Pinça de Pega do Implante
Broca Piloto CM 4.3mm	Chave Prolongador de Broca
Broca Piloto CM 5.0mm	Chave Torquímetro Progressivo
Chave Bidigital Média Hexagonal 1.2mm	Estojo Implante Cônico HI / Implante Cônico CMi



Kit Cirúrgico Implante Provisório Imediato IPI

Instrumental
Adaptador Bidigital
Broca Helicoidal 1.5mm
Chave Angulação IPI
Chave IPI Catraca
Chave IPI Contra Ângulo
Estojo Autoclavável IPI



Kit Cirúrgico Mini-Implante Ortodôntico

Instrumental
Broca Ortodôntica 1.1mm Curta
Broca Ortodôntica 1.1mm Longa
Chave de Inserção Ortodôntica Curta
Chave de Inserção Ortodôntica Longa
Chave de Inserção Ortodôntica Extra Longa
Chave de Mão Ortodôntica
Estojo Mini-Implante Ortodôntico Plus
Estojo Mini-Implante Ortodôntico Básico (opcional)




Kit Cirúrgico Wedge

Instrumental	
Batedor Anterior	Formador Wedge 4.1 x 10mm
Batedor Posterior	Formador Wedge 4.1 x 12mm
Broca Lança 2.0mm	Formador Wedge 4.1 x 14mm
Broca Helicoidal 2.0mm	Martelo Cirúrgico Wedge
Broca Zekrya	Chave Inserção Wedge Curta
Chave Bidigital Média Hexagonal 0.9mm	Chave Inserção Wedge Longa
Chave Bidigital Média Hexagonal 1.2mm	Sacador Implante Wedge
Formador Wedge 3.4 x 10mm	Pinça de Pega do Implante
Formador Wedge 3.4 x 12mm	Estojo Autoclavável Wedge
Formador Wedge 3.4 x 14mm	—



Kit Cirúrgico Enxerto Ósseo

Instrumental
Broca Helicoidal 1.1mm
Broca Helicoidal 1.5mm
Chave Bidigital E.O.
Chave Contra-Ângulo E.O.
Chave de Mão E.O.
Estojo Autoclavável Enxerto Ósseo




Kit Protético

Instrumental	
Chave Bidigital Curta Quadrada 1.3mm	Chave Catraca Mini Pilar Multiunitário
Chave Bidigital Média Quadrada 1.3mm	Chave Contra-Ângulo Mini Pilar Multiunitário (Opcional)
Chave Bidigital Longa Quadrada 1.3mm	Chave Catraca Pilar Curta (Opcional)
Chave Bidigital Média Fenda	Chave Catraca Pilar Longa
Chave Bidigital Curta Hexagonal 0.9mm	Chave de Mão Protética
Chave Bidigital Média Hexagonal 0.9mm	Chave Transfer Moldeira Fechada
Chave Bidigital Longa Hexagonal 0.9mm	Chave Munhão Bola
Chave Bidigital Curta Hexagonal 1.2mm	Chave Torquímetro Progressivo
Chave Bidigital Média Hexagonal 1.2mm	Medidor de Altura CM
Chave Bidigital Longa Hexagonal 1.2mm	Estojo Autoclavável Protético



Kit Gabarito Marcação da Loja Cirúrgica

Instrumental
Gabarito Marcação Plat. Regular
Gabarito Marcação Plat. Larga
Gabarito Marcação Plat. Regular Regular
Gabarito Marcação Plat. Regular Larga
Gabarito Marcação Plat. Larga Larga



Kit Seleção Protética CM

Instrumental	
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 4 x 0.8	Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 4 x 5.5
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 4 x 1.5	Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 6 x 0.8
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 4 x 2.5	Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 6 x 1.5
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 4 x 3.5	Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 6 x 2.5
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 4 x 4.5	Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 6 x 3.5
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 4 x 5.5	Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 6 x 4.5
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 6 x 0.8	Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 6 x 5.5
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 6 x 1.5	Seleção Protética Munhão Angulado CM 3.3 x 6 x 1.5 17º
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 6 x 2.5	Seleção Protética Munhão Angulado CM 3.3 x 6 x 2.5 17º
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 6 x 3.5	Seleção Protética Munhão Angulado CM 3.3 x 6 x 3.5 17º
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 6 x 4.5	Seleção Protética Munhão Angulado CM 3.3 x 6 x 1.5 30º
Seleção Protética Munhão Reto CM 3.3 x 6 x 5.5	Seleção Protética Munhão Angulado CM 3.3 x 6 x 2.5 30º
Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 4 x 0.8	Seleção Protética Munhão Angulado CM 3.3 x 6 x 3.5 30º
Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 4 x 1.5	Chave Bidigital Hexagonal 1.2mm
Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 4 x 2.5	Medidor de Altura CM
Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 4 x 3.5	Estojo Seleção Protética CM
Seleção Protética Munhão Reto CM 4.5 x 4 x 4.5	—





Rua Euclásio, 96 - Santa Efigênia - Belo Horizonte / MG
CEP 30260-220 - Telefax: (31) 3481.3749 - faleconosco@peclab.com.br
www.peclab.com.br /  facebook.com/peclab